RICHARD WOLF

spirit of excellence



超细输尿管肾镜
4.5/6.5 Fr.

超细输尿管肾镜

4.5/6.5 Fr.

鉴于不断增长的客户需求以及激光碎石术的快速发展，R. Wolf 作为业界输尿管肾镜种类最全的制造商，决定开发一款全新的超细输尿管肾镜。

超细输尿管肾镜不仅适用于小儿泌尿外科，还可用于成人结石治疗。

本产品是目前市面上最细的纤维输尿管肾镜，其美观的外形令人称道，但其亮点远不止此。
器械小巧的尺寸非常有利于插入，操作简易。尽管使用了银丝网工艺做表面，但其呈半硬性，质地坚固。
产品的优势不单在于其仅 4.5 Fr. 的极小末端尺寸，此外，它还能提供优质清晰的内窥镜图像，同时具有非常出色的回水性能。
椭圆形冲洗和探针通道既可确保实现最佳冲洗，又能确保为所需器械预留足够空间。
因其小巧的尺寸，用户还可执行“基本输尿管肾镜检”。必要时可省去提前放置输尿管导管的步骤，节省时间与成本。
这款独一无二的超细输尿管肾镜可用于在任意地点执行尿路诊疗。产品与激光或 LithoClast® 结合用于小儿泌尿外科时，优势突出。

器械具有多项卓越特性，让您尽享极致体验。



多重应用示例：

- 利用激光光纤治疗结石
- 利用 LithoClast 探针治疗结石
- 利用取石网篮治疗结石
- 用于婴幼儿、儿童和青少年结石治疗

超细输尿管肾镜
4.5 / 6.5 Fr.

订购信息

RICHARD WOLF
spirit of excellence

纤维输尿管肾镜

“E-line” 一体化纤维输尿管肾镜，
远端 4.5 Fr.，镜鞘 6.5 Fr.，视场角 5°，带侧目镜，椭圆形
冲洗和器械通道 3.3 Fr.，可高温高压灭菌
WL 430 mm **8701534CN**

RICHARD WOLF

spirit of excellence

规格如有更改，恕不另行通知。

D 682.VI.18.en.3

理查德沃尔夫香港有限公司

香港九龙长沙湾青山道538号
半岛大厦18楼1801–1806室

电话: +852 2187 3446
传真: +852 2187 3449
电邮: hongkong@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn

沃迩夫医疗器械制造（太仓）有限公司

太仓市城厢镇良辅路28#2号楼302

电话: +86 86 512 8277 0558

电邮: Manufacturing-CN@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn