RICHARD WOLF

spirit of excellence



ENDOCAM Logic *HD* lite

Logic 引领未来

可视化

内窥镜摄像系统前景展望

ENDOCAM Logic HD Lite 摄像系统主机。种类广泛的摄像头将主机的应用范围扩展至软性输尿管肾镜以外的领域。



HDTV 1080p HDMI 3G SDI

- 软件更新持续不断，未来可加入更多功能
- 高品质摄像头可应用于多个领域

订购信息

spirit of excellence

ENDOCAM LOGIC HD 订购信息

	**ENDOCAM LOGIC HD l控制主机器套件,** 包括: ENDOCAM LOGIC HD lite控制主机、遥控器、8 GB USB 闪存盘、CAN BUS 端接器、3 m 长可锁型 HDMI/DVI-D 线缆、电缆。 5525201CN	
	**ENDOCAM LOGIC HD 单晶片高清摄像头,** 可高压灭菌,1/3 英寸图像传感器 线缆长度: 3 m 85525902CN	
	**ENDOCAM LOGIC HD PENDUAL 高清摄像头,** 扭转外壳提供两种操作模式: 1:摆动式摄像头,2:直型摄像头,集成镜头f=17 mm,具有闭锁功能的自由旋转 直插式锁扣,1/3 英寸图像传感器,数字图像处理和数字信号传输, 两个可编程摄像头按钮,摄像机线缆可由维修人员现场更换。 线缆长度: 3 m 5525933CN	
	通用型	**RIWO 变焦镜头, f = 13–29 mm,** 带 C-Mount 螺纹和直插式锁扣,可消毒、可高温高压灭菌,f = 13–29 mm, 针对 1/3 英寸图像传感器进行过优化 85261504CN
	内窥镜专用 Ø ⩾ 7 mm	**RIWO 镜头, f = 24 mm,** 带 C-Mount 螺纹和直插式锁扣,可消毒、可高温高压灭菌,f = 24 mm, 针对 1/3 英寸图像传感器进行过优化 85261244CN
	内窥镜专用 Ø < 7 mm	**RIWO 镜头, f = 14 mm,** 带 C-Mount 螺纹和直插式锁扣,可消毒、可高温高压灭菌,f = 14 mm, 针对 1/3 英寸图像传感器进行过优化 85261144CN

规格如有更改,恕不另行通知。

A 668.I.15.en.3

理查德沃尔夫香港有限公司
香港九龙长沙湾青山道538号
半岛大厦18楼1801–1806室
电话: +852 2187 3446
传真: +852 2187 3449
电邮: hongkong@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn

沃迩夫医疗器械制造(太仓)有限公司
太仓市城厢镇良辅路28#2号楼302
电话: +86 86 512 8277 0558
电邮: Manufacturing-CN@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn