RICHARD WOLF

spirit of excellence



Richard Wolf E-line
纤维输尿管肾镜

Richard Wolf E-line 纤维输尿管肾镜

我们的目标是精益求精，力求完美。

为了满足市场日益严苛的需求，我们改进了新型输尿管肾镜的设计、质量和易用性。

最显著、最直观的改进在于更纤细的设计和更轻便的高品质材料。工作通道近端用于插入硬质器械的器械端口已被自动快速阀取代。

鞘管的远端尖端长度是之前的两倍多，整体轮廓更加纤细流畅，外径也更小。而且，其内部隐藏着一个更大的图像引导系统。



具有不同目镜型号的仪器


❑ 带侧视目镜（Bichler，左图所示）

创伤性甚至更小，因为:

❑ 远端尖端的轮廓长度超过总长的两倍
❑ 绝对无创的头部形状
❑ 更纤细的轮廓
❑ 更小的外径
❑ 无级鞘管

因此:

❑ 更容易插入输尿管口
❑ 非常温和、安全、无级输尿管扩张



多种辅助仪器可供选择:

❑ 尽管工作长度有所增加，但所有 Wolf 系列的常规辅助工具均可使用。
❑ 具有直工作通道的仪器特别适用于超声波换能器和碎石探头的应用。

RICHARD WOLF

spirit of excellence

提升操控性能：

- ❑ 采用不锈钢材质，重量更轻物料更薄
- ❑ 加长工作长度分为 430毫米
- ❑ 新碎屑石指南
- ❑ 可调节手柄（适用于所有类型）



更快捷、更简便的工作方式：

- ❑ 带有用于将仪器引入仪器通道的自动阀门
- ❑ 无需频繁开关仪器端口
- ❑ 更换辅助仪器时无漏水现象



更长的工作寿命：

- ❑ 新的生产方法减缓了磨损和老化
- ❑ 由于采用了新材料，稳定性更高
- ❑ 无涂层或电镀部件
- ❑ 天然可高温高压灭菌，适用于所有常规处理方法



输尿管碎石术可以更简便地进行：


- ❑ 由于采用了用于引入刚性碎石探针的直线工作通道
- ❑ 手柄适配器
- ❑ 自动导入阀
- ❑ 透过椭圆形灌溉渠可获得最佳视野，视角范围为 5° 至 12°

大型灌注和仪器通道：

- ❑ 可插入最多两根辅助器械
- ❑ 根据器械类型，最大可达 6 Fr

因此：

- ❑ 即使同时使用两根辅助器械，也能获得最佳视野




改进型光学系统：

- ❑ 全新高分辨率图像
- ❑ 单张图像像素提升高达 67%
- ❑ 手术部位的逼真呈现
- ❑ 无半月效应
- ❑ 更高分辨率
- ❑ 更大更亮的图像
- ❑ 最佳景深

Richard Wolf E-line 纤维输尿管肾镜

RICHARD WOLF

spirit of excellence



纤维输尿管肾镜，
可高温高压灭菌，6/7.5 Fr，带侧视镜，远端鞘尖 6 Fr，视角 5°，带椭圆形灌注和器械通道，可容纳 4 Fr 或 2 x 2.4 Fr 辅助器械，包括用于引入器械的自动阀。

工作长度 = 430 mm 8702534CN

纤维输尿管肾镜，
可高温高压灭菌，8/9.8 Fr，带侧视镜目镜，远端鞘尖 8 Fr，视角12°，带椭圆形冲洗口和器械通道,用于 5 Fr 或 2 x 3 Fr 辅助器械,包括用于导入器械的自动阀。

工作长度 = 430 mm 8703534CN

规格如有更改，恕不另行通知。

理查德沃尔夫香港有限公司
香港九龙长沙湾青山道538号
半岛大厦18楼1801–1806室

电话: +852 2187 3446
传真: +852 2187 3449
电邮: hongkong@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn

沃迩夫医疗器械制造（太仓）有限公司
太仓市城厢镇良辅路28#2号楼302

电话: +86 86 512 8277 0558
电邮: Manufacturing-CN@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn