
RICHARD WOLF

spirit of excellence





Richard Wolf

通用经皮肾镜

通用经皮肾镜

RICHARD WOLF
spirit of excellence





AUTOCLAVE
134° C / 273° F

PANOVIEW	视向	Ø	最大容量	WL/SL	TL	产品编号
肾镜 12° 20.8 Fr WL 224 mm 配平行目镜 器械工作通道，适用于最大 10.5 Fr 的器械	12°	20.8 Fr	3.5 mm	WL 224 mm	387 mm	**8964401CN**
适用于 20.8 Fr 肾镜的外鞘		20.8 Fr		SL 204 mm		**8964021 CN**
适用于 20.8 Fr 肾镜的闭孔器		20.8 Fr		WL 230 mm		**8964121CN**
备选方案：						
肾镜用 Amplatz 鞘管 24.3 Fr		24.3 Fr		SL 150 mm		**8964041CN**

IV26 || 内容如有变更，恕不另行通知。敬请注意，部分产品可能并非在所有国家/地区均有供应。请务必以随附产品所提供的信息为准。如需更为详尽的信息，敬请咨询您的联络伙伴，或直接联系 Richard Wolf GmbH。

理查德沃尔夫香港有限公司
香港九龙长沙湾青山道538号
半岛大厦18楼1801–1806室
电话: +852 2187 3446
传真: +852 2187 3449
电邮: hongkong@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn

沃迩夫医疗器械制造（太仓）有限公司
太仓市城厢镇良辅路28#2号楼302
电话: +86 86 512 8277 0558
电邮: Manufacturing-CN@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn