RICHARD WOLF

spirit of excellence

明亮、清晰、真实



PANoVIEW ULTRA

新一代高分辨率内窥镜

PANOVIEW ULTRA

明亮、清晰、真实

PANOVIEW ULTRA 配备最新一代高分辨率内窥镜，改进术野光传输，为您提供超高分辨率 4K 图像。新型材料为您带来超出预期的明亮度和清晰度。

清晰明了

PANOVIEW ULTRA 内窥镜采用超低色散玻璃棒透镜，可控制色差并提高图像质量。


在成像效果方面，不仅图像边缘的锐度得到了极大的提高，同时在宽视场和深焦距上的锐度梯度也得到了平衡。


明亮如昼

要想在手术中获得超高分辨率的图像，内窥镜必须能够透过尽可能多的光线。

PANOVIEW ULTRA 内窥镜内置大量高品质玻璃光纤，与其他光纤技术比，具有更高的光传输率。更多的光纤意味着内窥镜手术部位可以获得更好的照明。


经 500 次高温高压灭菌循环后的光





忠实还原


内窥镜可能会造成色差，但 **PANOVIEW ULTRA** 玻璃光纤可保证在白光照射下忠实还原图像，确立图像显色的新基准。



操作简单

PANOVIEW ULTRA 内窥镜可以搭配所有适用于 10 mm 直径内窥镜的导光束使用。接头上的色标可用于简单直观地将光缆和内窥镜正确匹配。

PANOVIEW ULTRA 的光纤不仅可以提供明亮的光线，并且经久耐用。经过详细的后处理测试发现，与普通光纤相比，该内窥镜保持了光传输率的高标准，确保了它在较长使用时间内的高性能。



PANOVIEW ULTRA

明亮、清晰、真实

RICHARD WOLF

spirit of excellence

内窥镜

PANOVIEW ULTRA 内窥镜, Ø 10 mm,
工作长度 305 mm
0° 8934461CN
30° 8934462CN



规格如有更改，恕不另行通知。

B 814.VII.17.en.2

理查德沃尔夫香港有限公司
香港九龙长沙湾青山道538号
半岛大厦18楼1801–1806室
电话: +852 2187 3446
传真: +852 2187 3449
电邮: hongkong@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn

沃迩夫医疗器械制造（太仓）有限公司
太仓市城厢镇良辅路28#2号楼302
电话: +86 86 512 8277 0558
电邮: Manufacturing-CN@richard-wolf.com
网站: www.richard-wolf.cn